



# 麻醉视频喉镜

## VL3R



## 重复性视频喉镜 VL3R



### 影像优质

采用3.5英寸全视角LCD显示屏；  
显示屏分辨率640\*480；  
屏幕旋转前后 $\geq 140^\circ$ ，左右旋转 $\geq 180^\circ$ ；



### 功能实用

一键拍照、录像，内置8G存储卡可扩展至32G；  
内置可重复充电锂电池设计；  
医用塑胶与合金结合的人体工学设计手柄；




### 安全可靠

5种规格喉镜片；  
采用316L医用不锈钢材质；  
适用于儿童、成人、困难气道等人群；  
通过IPX8防水等级测试，可深水浸泡消毒；



### 方便教学

USB接口可充电、照片影像数据传输；  
可扩充HDMI口，外接大屏显示器；



### 高清广角

采用200万像素CMOS摄像头；  
镜片角度合理，视野清晰；

深圳市宏济医疗技术开发有限公司

营销中心：深圳市罗湖区清水河一路腾邦大厦A座6楼  
生产地址：深圳市龙岗区园山街道保安社区马五路1号2栋516-1

售后服务电话：400-690-1290  
电话：0755-2227 5866

邮箱：Sale@Hugemed.net  
网址：www.hugemed.net

 宏济医疗  
HugeMed