

HugeMed[®]



HugeMed 麻醉视频喉镜

HugeMed可视化气道管理系统让医生轻松自如，让病人安全放心!





显示屏

- 前后/左右旋转角度： $\geq 120^\circ$ ，采用进口全视角3.5寸高清显示屏，6个功能按键，USB接口，HDMI接口连接大屏视野更开拓



快捷装卸

- 快锁设计，一秒完成安装拆卸，稳固又效率



弯角控制

- 灵活控制上下角度，精准定位



镜体

- 1:1同轴扭矩性能，让操作更简单、流畅



插入部

- 外径：抗折易弯曲，耐用、顺滑
2.8mm/3.0mm/3.9mm/4.0mm/5.2mm/5.8mm



摄像系统

- 一键拍照，长按摄像便于参考与教学



吸引按钮

- 迅速连接，顺畅吸引



手柄

- 凹凸线条防滑设计，提高手持舒适度，特殊医用材料耐腐蚀，表面幼纹易清洁



工作通道

- Φ 内径：型号可选配
1.2mm/2.0mm/2.6mm/3.0mm



镜身前端

- 双向弯曲，新一代COMS图像传感技术，LED高亮度光源，耐腐蚀，上/下弯曲角度： $\geq 160^\circ / \geq 130^\circ$

麻醉视频喉镜

VL3S 耳鼻喉系列

规格	M28-1	M39-1	M40-1	M52-1
插入管外径	2.8mm	3.9mm	4.0mm	5.2mm
插入管内径	0	1.2mm	2.0mm	2.6mm
插入管	有效长度350mm			

麻醉视频喉镜

VL3S 气道系列

规格	M28	M30	M39	M40	M52	M58
插入管外径	2.8mm	3.0mm	3.9mm	4.0mm	5.2mm	5.8mm
插入管内径	0	1.2mm	1.2mm	2.0mm	2.6mm	3.0mm
插入管	有效长度650mm					

产品优势

- ★ 一个主机可选配10个手柄，工作通道大小任意选择；支持拍照、录像、存储回放、冻结、白平衡。
- ★ 手持便携式，即拿即用，可选配8寸显示屏，可外接扩展HDMI接口大尺寸屏幕显示器。
- ★ 新一代CMOS摄像技术，高清LED灯，全电子摄像系统，图像质量及寿命更优于传统纤维支气管镜。
- ★ 应用科室：ICU、NICU、呼吸科、麻醉科、急诊科、耳鼻喉科等、基本满足各科室的临床需求。

深圳市宏济医疗技术开发有限公司

营销中心：深圳市罗湖区清水河一路腾邦大厦A座6楼
生产地址：深圳市龙岗区园山街道保安社区马五路1号2栋516-1,416-1

售后服务电话：400-690-1290
电话：0755-2227 5866

邮箱：Sale@Hugemed.net
网址：www.hugemed.net

HugeMed®