

# 一次性电子支气管镜

## Single-Use Flexible Video Bronchoscope

# HugeMed



**随心所欲**  
轻盈掌控，操作灵活



**百万高清**  
高清近景贴近临床需求



**大有作为**  
超大通道，提高效率



**自由操控**  
自定义按键，负压吸引开关



**细致入微**  
超细管径，探查深远



**一人一镜**  
无需消毒维修，预防交叉感染

## 多种型号 全尺寸覆盖

外径从2.2mm-5.8mm任意选择



## 技术参数

规格		BR-M58	BR-M52	BR-M50	BR-M40	BR-M32	BR-M22
光学系统	视场角	120°					
	景深	3-50mm					
插入部	插入管外径	5.8mm	5.2mm	5.0mm	4.0mm	3.2mm	2.2mm
	插入管长度	600mm					
工作通道	工作通道内径	3.4mm	2.2mm	2.8mm	2.0mm	1.2mm	/
弯曲部	弯曲角度	向上210°/向下210°					
总长度	产品总长度	855mm					

### 医用内窥镜图像处理器

#### 屏幕

LCD  
分辨率：1024\*768

#### 连接

DVI, HDMI  
VGA, SDI, AV

#### 电池

类型：锂离子电池  
续航时间≥4小时


#### 存储

≥16G



# 一次性电子支气管镜

Single-Use Flexible Video Bronchoscope



宏济产品销往100+国家地区  
在全球市场获得深度好评

## 全国总经销商

深圳市宏济医疗技术开发有限公司

地址: 深圳市龙岗区园山街道保安社区马五路1号2栋516-1、416-1、415

售后服务电话: 400-690-1290

电话: 0755-22275866 0755-84877356

邮箱: sale@hugemed.net

网址: www.hugemed.net

HUGEMED © 2022

随手而动, 见你想见

创新一直在继续



# HugeMed



# 一次性电子支气管镜

Single-Use Flexible Video Bronchoscope



随手而动, 见你想见,

